

Produktdatenblatt

BCL® -Dental-Plus-AZ anwendungsfertig Ultraschall-Polierpastenreiniger

Stand: 31.12.2020 * Druck: 10.05.2022

BESCHREIBUNG

WASSERLÖSLICHER REINIGER AUF
SPEZIELLER WIRKSTOFFBASIS ZUR
ENTFERNUNG VON POLIERPASTENRESTEN
UND FETTHALTIGEN MATERIALIEN AN
KRONEN - BRÜCKEN - PROTHESEN
INSTRUMENTEN
IM ULTRASCHALLBAD UND POLIERNADELBAD

ANWENDUNG

OBJEKTE IN DIE LÖSUNG LEGEN
WENIGE MINUTEN EINWIRKEN LASSEN
UND ABDAMPFEN
BESSER IM ULTRASCHALLBAD ODER
POLIERNADELBAD EINSETZEN

ENTFERNT UNTERFÜTTERUNGEN
MIT ZINKOXYDPASTE
VON DER PROTHESE RÜCKSTANDSLOS



weitere Produktinformationen:

Erhalten Sie unter folgendem Link:
www.reinigungsprodukt.eu/?produkt=3521

SICHERHEITSDATENBLATT AUF ANFRAGE ERHÄLTlich.

Produktnr: 3521

Da das Produkt nachhaltig wirkt, darauf achten das Produktreste +
Verschüttungen unbedingt mit Wasser entfernt werden.

BCL[®]
AG
www.bcl-ag.de

Shop's> www.bcl-shop.de

Industriegebiet
Bürgermeister-Wiendl-Str 9
D-92439 Bodenwöhr

Tel:+49(0)9434-20.398.0
Fax:+49(0)9434-20.398.29
eMail: info@bcl-ag.de